

Stomacher® 3500 Thermo

Mode d'emploi

8.3.2 Union Européenne et Royaume-Uni

Modèle	Stomacher® 3500 Thermo
Référence	3500/002/EU et 3500/002/UK
Dimensions	480 mm (L) x 480 mm (P) x 520 mm (H) (déballé)
Poids	40 kg (déballé)
Alimentation	220-250 V
Fréquence	50-60 Hz
Fusible supérieur de la fiche	F 5A (cordon anglais uniquement)
Fusibles*	T 3,15 A 250 V 5 x 20 mm, capacité de coupure : 35 A @ 250 V
Fusible du transformateur du moteur*	T 250 mA 250 V 5 x 20 mm, capacité de coupure 35 A @ 250 V
Fusible du transformateur du chauffage*	T 10 A 250 V 5 x 20 mm, capacité de coupure 100 A @ 250 V
Fusible de carte de circuit imprimé*	Fusible céramique à haut capacité de coupure 6,3 A 250 V 5 x 20 mm, capacité de coupure 100 A @ 250 V
Isolation	Classe 1 (mise à la terre)
Installation	Surtension catégorie II
Pollution	Niveau de pollution 2
Cycle de service	Continu
Charge nominale	420 W (le chauffage monopolise 300 W)
Taille des poches jetables	380 mm x 508 mm
Capacité minimale recommandée	1 000 ml
Capacité maximale recommandée	3 500 ml
Plage de température ajustable sur le chauffage	20-50 °C
Plage de température ambiante de fonctionnement recommandée	10-35 °C
Plage d'humidité relative de fonctionnement recommandée	10-89%
Paramètres ajustables du minuteur	0 - 59 minutes, 59 secondes ou Continu
Vitesse des palettes de charge (@ nominale 20 °C)	125 tr/m (±5 %) LENTE 150 tr/m (±5 %) NORM. 175 tr/m (±5 %) ÉLEVÉE
Jeu des palettes	0-20mm

* Seuls ces fusibles agréés UL ou équivalents doivent être utilisés.