

Stomacher® 3500 and 3500 Biowasher

Instrucciones del usuario

8.3 Especificaciones

8.3.1 Productos para América

Modelo	Stomacher® 3500 Thermo
Nº de catálogo	3500/002/AM
Dimensiones	480 mm ancho x 480 mm fondo x 520 mm alto (sin embalar)
Peso	40 kg (sin embalar)
Voltaje eléctrico	100-120 V
Frecuencia eléctrica	50-60 Hz
Fusibles de la toma de alimentación*	T6,3 A, 250 V, 5x20 mm, capacidad de rotura: 63 A a 250 V
Fusible del transformador del motor*	T250 mA, 250 V, 5x20 mm, capacidad de rotura 35 A a 250 V
Fusible del transformador del calentador*	F2,5A, 250 V, 5x20 mm, capacidad de rotura: 100 A a 250 V
Fusible de la PCB*	6,3 A, 250 V HRC cerámico, 5x20 mm, capacidad de rotura 100 A a 250 V
Aislamiento	Clase 1 (con tierra)
Instalación	Categoría II de sobrevoltaje
Polución	Grado de polución 2
Ciclo de trabajo	Continuo
Potencia nominal	420 W (de los cuales 300 W corresponden al calentador)
Tamaño de bolsa desechable	380 mm x 508 mm
Capacidad mínima recomendada	1000 ml
Capacidad máxima recomendada	3500 ml
Rango de temperatura ajustable del calentador	20-50°C
Rango de temperatura ambiente de operación recomendado	10-35°C
Rango de humedad relativa de operación recomendado	10-89%
Configuración del temporizador ajustable	De 0 a 59 minutos 59 segundos, o Continuo
Velocidades de paletas sin carga (a 20 °C nominales)	125 rpm (±5%) LOW 150 rpm (±5%) NORM. 175 rpm (±5%) HIGH
Holgura de paletas	0-20 mm

* Se deben usar únicamente estos fusibles u otros equivalentes aprobados por UL.