

Stomacher® 80 Biomaster

Mode d'emploi

5.3.2 Produits Union Européenne et RU

Modèle	Stomacher® 80 Biomaster
Référence	0080/000/EU
Dimensions	290 mm ancho x 325 mm fondo x 190 mm alto (sin embalar)
Poids	15 kg (sin embalar)
Alimentation	220-250 V
Fréquence	50-60 Hz
Fusible supérieur de la fiche	F5A (sólo cable para el Reino Unido)
Fusibles*	T800 mA, 250 V, 5x20 mm, capacidad de rotura: 35 A a 250 V
Fusible du transformateur*	T250 mA, 250 V, 5x20 mm, capacidad de rotura: 35 A a 250 V
Fusible de carte de circuit imprimé*	F2,5A, 250 V, 5x20 mm, capacidad de rotura: 100 A a 250 V
Isolation	Clase 1 (con tierra)
Installation	Categoría II de sobrevoltaje
Pollution	Grado de polución 2
Cycle de service	Continuo
Charge nominale	55 W
Taille des poches jetables	152 mm x 101 mm
Capacité minimale recommandée	5 ml
Capacité maximale recommandée	80 ml
Température maximale recommandée pour les échantillons	60 °C
Plage de température ambiante de fonctionnement recommandée	10-35 °C
Plage d'humidité relative de fonctionnement recommandée	10-89%
Paramètres fixes du minuteur	30 secondes (±5 %) 60 secondes (±5 %) 120 secondes (±5 %) Continu
Vitesse des palettes de charge (@ nominale 20 °C)	230 tr/m (±5 %) LENTE 265 tr/m (±5 %) NORM. 300 tr/m (±5 %) ÉLEVÉE
Jeu des palettes	0-10mm

* Seuls ces fusibles agréés UL ou équivalents doivent être utilisés.